

NEODENT[®] GRAND MORSE
BASE DE TITANIO

UNA SOLUCIÓN PROTÉSICA, TODAS LAS INDICACIONES.



DIFERENCIE SU CLÍNICA DENTAL

RESPONDA A LAS EXPECTATIVAS DE LOS PACIENTES OFRECIENDO OPCIONES DE TRATAMIENTO RESTAURADOR INTEGRALES

Las bases de titanio Neodent® GM contribuyen a cubrir a las expectativas de aspecto natural de los pacientes con necesidades individuales a través de opciones de restauración integrales. Elija un pilar protésico que le ofrezca una solución de tratamiento flexible para todas las indicaciones: desde restauraciones unitarias hasta múltiples, para canal de tornillo recto o angulado, para prótesis cementada o atornillada, y que permita un flujo de trabajo digital o convencional para sistemas cerrados y abiertos.

BASE DE TITANIO NEODENT®

- Restauración unitaria
- Varias alturas gingivales (de 0,8 a 4,5 mm)
- Varios diámetros del pilar (3,5, 4,5, 5,5 y 6,5 mm)
- Altura cementable: 4,0 o 6,0 mm
- Personalización de la corona y angulación máxima de 30°
- Tornillo removible

	GH	0,8 mm	1,5 mm	2,5 mm	3,5 mm	4,5 mm
4 mm	Ø 3,5	135.260	135.261	135.262	135.205	135.264
	Ø 4,5	135.272	135.273	135.274	135.275	135.276
	Ø 5,5	135.284	135.285	135.286	135.287	135.288
	Ø 6,5		135.319	135.320	135.321	135.322
	Ø 3,5	135.266	135.267	135.268	135.269	135.270
6 mm	Ø 4,5	135.278	135.279	135.280	135.281	135.282
	Ø 5,5	135.290	135.291	135.292	135.293	135.294
	Ø 6,5		135.323	135.324	135.325	135.326
	Ø 3,5					

BASES DE TITANIO NEODENT® PARA SOLUCIÓN ANGULADA*

- Restauración unitaria
- Varias alturas gingivales (de 0,8 a 2,5 mm)
- Varios diámetros del pilar (3,5, 4,5 y 5,5 mm)
- Altura cementable: 4,0 o 6,0 mm
- Personalización de la corona y angulación máxima de 25° según la altura gingival y el área cementable
- Tornillo removible

	GH	0,8 mm	1,5 mm	2,5 mm
4 mm	Ø 4,0	135.327	135.328	135.329
	Ø 4,5	135.333	135.334	135.335
	Ø 5,5	135.339	135.340	135.341
6 mm	Ø 4,0	135.330	135.331	135.332
	Ø 4,5	135.336	135.337	135.338
	Ø 5,5	135.342	135.343	135.344

* Puede que no todos los productos estén disponibles en todas las regiones. Consulte con su distribuidor para obtener más información.

FLUJO DE TRABAJO DIGITAL



FLUJO DE TRABAJO CONVENCIONAL



BASE DE TITANIO NEODENT® PARA PUENTES

- Restauración múltiple
- Varias alturas gingivales (de 0,8 a 4,5 mm)
- Varios diámetros del pilar (3,5, 4,5 y 5,5 mm)
- Altura cementable: 4,0 para Ø 3,5 o 4,5 para Ø 4,5 y Ø 5,5 mm
- Tornillo removible

GH	0,8 mm	1,5 mm	2,5 mm	3,5 mm	4,5 mm
Ø 3,5	135.304	135.305	135.306	135.307	135.308
Ø 4,5	135.309	135.310	135.311	135.312	135.313
Ø 5,5	135.314	135.315	135.316	135.317	135.318



BASE DE TITANIO NEODENT® C

- Restauración unitaria
- Para flujo de trabajo CEREC
- Varias alturas gingivales (de 0,8 a 4,5 mm)
- Área cementable: 4,7 mm
- Permite la personalización de la corona y una angulación máxima de 20°
- Tornillo removible

0,8 mm	1,5 mm	2,5 mm
135.229	135.230	135.231
3,5 mm	4,5 mm	5,5 mm
135.232	135.233	135.234

FRESADO

Frese la pieza diseñada en el software CAD.

ACABADO

Modelo impreso.

Análogo del implante GM



Reposicionable híbrido (convencional/digital)
 Ø 3,5/3,75 Ø 4,0/4,3 Ø 5,0/6,0
 101.103 101.089 101.090

RESTAURACIÓN FINAL



4

Cilindro calcinable para base de titanio GM



Ø 3,5	Ø 4,5	Ø 5,5	
118.322	118.325	118.329	4,0 mm
118.323	118.327	118.342	6,0 mm

ACABADO

Modelo de escayola.

Análogo del implante GM



Reposicionable híbrido (convencional/digital)
 Ø 3,5/3,75 Ø 4,0/4,3 Ø 5,0/6,0
 101.103 101.089 101.090

FUNDICIÓN

Realice las estructuras protésicas utilizando cilindros calcinables.

© 2019 - JJGC Indústria e Comércio de Materiais Dentários S. A. Todos los derechos reservados.
Neodent® y Grand Morse® son marcas comerciales registradas de JJGC Indústria e Comércio de Materiais Dentários S.A.
3Shape es una marca comercial o marca comercial registrada de 3Shape A/S.
CARES es una marca comercial o una marca comercial registrada de Straumann Holding AG.
Dental Wings es una marca comercial o marca comercial registrada de Dental Wings Inc.
CEREC es una marca comercial o marca comercial registrada de Sirona Dental Systems GmbH.
Exocad es una marca comercial o marca comercial registrada de exocad GmbH.
Puede que no todos los productos estén disponibles en todas las regiones. Consulte con su distribuidor para obtener más información.

10121_neodent_tibase_brochure_es_es_A00_lr_260220